

ELEKTRISCHE KOMFORT-WÄRMEWESTE
Bedienungsanleitung



**WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN
FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**



**Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung**



**Nicht gefaltet oder
zerknittert verwenden**



**Keine Nadeln
hineinstechen**



**Nicht für Kindern
unter 3 Jahren geeignet**

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für künftige Verwendung sorgfältig auf!

Diese elektrische Komfort-Wärmeweste ist ein hochwertiges Produkt, das bei sachgemäßer Handhabung und sorgfältiger Pflege viele Jahre verwendet werden kann. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. So vermeiden Sie Beschädigungen und Gefahren, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden können. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung so auf, dass sie jederzeit griffbereit verfügbar ist. Falls Sie eine andere Person das Gerät verwenden lassen, stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung zur Verfügung steht.

**Dieses Gerät ist nicht für die medizinische Anwendung
Krankenhäusern bestimmt.**

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen gewissenhaft.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Nur mit der Spannung verbinden, die auf dem Klassifizierungs-Label angegeben ist.
- Nicht gefaltet oder zerknittert verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht verwendet werden von Personen, die kein Hitzeempfinden haben oder in einer anderen Art und Weise eingeschränkt sind, um auf Hitze reagieren zu können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht bewegen können, kleine Kinder, Personen, die kein Hitzeempfinden haben oder Tiere. Personen, die Hitze nur bis zu einem gewissen Grad empfinden, sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Achtung! Schlafen Sie niemals ein, wenn Sie das Gerät verwenden.
- langanhaltender Gebrauch kann Hautverbrennungen verursachen.
- Beschädigen Sie das Gerät nicht mit Nadeln, Reißzwecken oder anderen spitzen Gegenständen.
- Nicht am Kabel ziehen! Das Kabel nicht verdrehen!
- Schalter oder Netzanschlusskabel keinerlei Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- Ein defektes Kabel darf ausschließlich von einem Fachmann ausgetauscht oder repariert werden.
- Nicht in feuchter oder nasser Umgebung verwenden.
- Nicht mit Zeitschaltuhr verwenden.
- Den Schalter nicht auf oder unter dem Gerät platzieren wenn es eingeschaltet ist.
- Vermeiden Sie scharfes Knicken und enges Zusammenbündeln.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist:
 - Stellen Sie keine großen, schweren Sachen (z.Bsp. Koffer) auf das Gerät.
 - Stellen Sie keinerlei Hitzequellen wie heiße Wasserbehälter, Heizdecken, o.Ä. auf das Gerät
- Den Schalter nicht verdecken (z.Bsp. durch Decken oder Kissen). Den Schalter nicht auf das Heizkissen legen.
- Nicht zusammenfalten, wenn das Produkt noch warm ist.
- Von Zeit zu Zeit das Gerät auf Gebrauchsspuren und Beschädigungen untersuchen. Falls Sie Beschädigungen entdecken, das Gerät fehlerhaft verwendet wurde oder nicht funktioniert, senden Sie es zum Lieferanten zurück.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf von kleinen Kindern über 3 Jahren nur verwendet werden, wenn ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter das Gerät eingestellt hat oder das Kind gewissenhaft über die Verwendung des Gerätes unterrichtet wurde.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen, da sie nicht fähig sind, auf eine Überhitzung angemessen zu reagieren.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und älter, sowie von Personen mit körperlichen, sensorischen und geistigen Einschränkungen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine ausführliche Unterweisung erhalten haben, wie das Gerät zu bedienen ist. Auch sollte sichergestellt sein, dass diese Personen die Gefahren verstehen, die bei Bedienungsfehlern entstehen können. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege des Gerätes sollten ohne Aufsicht nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Falls das Gerät voraussichtlich für eine längere Zeit genutzt wird (z.Bsp. für den Fall, dass man einschläft), sollte die Stufe 1 eingeschaltet sein.
- Der Schalter oder das Bedienteil dürfen beim Waschen nicht nass werden. Das Kabel muss so positioniert sein, dass beim Trocknen kein Wasser in den Schalter oder in das Bedienelement läuft.
- Bei Nichtgebrauch Stecker ziehen und trocken lagern. Keine Gegenstände auf dem Gerät platzieren.
- Für die Aufbewahrung Folgendes beachten:
 - Vor dem Zusammenfalten abkühlen lassen.
 - Nicht zerdrücken oder zerknüllen durch Beschwerden mit anderen Gegenständen.
 - Nur mit dem Stecker des Typs 102C3 verwenden.

EINSCHALTEN

Bitte stellen Sie vor dem Einschalten stets sicher, dass das Gerät weder gefaltet noch gebündelt ist. Die Wärmeweste wurde speziell für die Verwendung für Nacken und Rücken entwickelt. Mit dem elastischen, im unteren Bereich der Weste angebrachten Feststellgurt können Sie die Wärmeweste individuell an Ihren Körper anpassen. Beim ersten Gebrauch könnte die Wärmeweste ein wenig nach Kunststoff riechen. Dieser Geruch wird aber nach kurzer Zeit verfliegen.

Nur mit 230 Volt Wechselstrom verwenden.

Schalten Sie das Gerät mit dem Handschalter an.

Nach dem Einschalten ertönt ein dreifacher Piepton, das bedeutet, dass der Schalter korrekt bedient wurde.

4 = maximale Temperatur

3-2 = mittlere Temperatur

1 = niedrige Temperatur

0 = ausgeschaltet

3 FARBIGE LED-ANZEIGE

Das Gerät verfügt über eine bedienungsfreundliche, 3farbige LED-Anzeige.

Orange – Aufheizen

Grün – Kontinuierliche Wärme

Rot und Piepton – Das rote Licht und der Piepton weisen auf untenstehende Situationen hin. Wenn die LED ROT leuchtet, schalten Sie das Gerät sofort aus.

- Wenn das abnehmbare Kabel bei eingeschaltetem Gerät herausgezogen wird, leuchtet die LED rot und ein Piepton ertönt für 1 Sekunde. Verbinden Sie das Kabel erneut mit dem Gerät und schalten Sie es wieder ein.
- Bei einer bedenklichen Funktionsstörung ertönt ein kontinuierlicher Piepton. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Wenn ein Heizdraht oder eine andere Komponente im Inneren beschädigt ist, funktioniert das Gerät nicht mehr. Es ertönt ein Piepton für 1 Sekunde.
- Wenn das Produkt gefaltet oder vollständig bedeckt ist, steigt die Temperatur. Es ertönt ein Piepton (2 Sekunden). Bitte ausschalten und prüfen, inwiefern eine nichtordnungsgemäße Verwendung vorliegt.

Obenstehende Fehlermeldungen können nicht alle eventuell auftretenden Störungen abdecken, da manche Störungen weder durch rotes Licht noch durch einen Piepton angezeigt werden.

SCHNELLES AUFHEIZEN

Durch das Einschalten der höchsten Stufe ist die Wärme bereits nach 7 - 10 Minuten spürbar.



TIMER FUNKTION

Jetzt spüren Sie die wohltuende Wärme.

Nach ca. 180 Minuten schaltet sich das Gerät langsam aus. Um das Gerät erneut zu starten, schalten Sie den Schalter auf „0“.

Nach ca. 5 Minuten können Sie das Gerät wieder einschalten.

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Wärmeweste nach ca. 90 Minuten automatisch auf Stufe „1“ herunter.



ACHTUNG:

Die elektronischen Komponenten im Inneren des Gerätes könnten zu einer leichten Erwärmung des Schalters führen. Deswegen darf der Schalter nicht verdeckt sein oder auf dem eingeschalteten Gerät platziert werden.

Sie sollten sich nicht darauf verlassen, die Temperatur mit der Hand einschätzen zu können, weil die Hände nicht so temperaturempfindlich sind wie die Hautoberfläche in

anderen Körperregionen. Eine Temperatur, die sich für Ihre Hände lauwarm anfühlt, könnte unangenehm heiß sein auf der Haut am Körper.

Reparaturen sollten nur von qualifizierten Personen und mit Originalteilen durchgeführt werden. Wenn sie von unqualifizierten Personen ausgeführt werden, kann das zu erheblichen Risiken für den Anwender führen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Bitte beachten Sie die folgenden, wie auf dem Pflegeetikett angegebenen Symbole



Nicht chemisch reinigen



Nicht bleichen



30° C Schonwaschgang



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Nicht bügeln

WÄRMEWESTE

- Bevor Sie das Produkt reinigen, trennen Sie es von der Stromquelle und lassen es abkühlen.
- Das Produkt ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet. Ziehen Sie den Stecker und trennen Sie das Kabel vom Gerät.
- Bitte beachten: nicht chemisch reinigen, nicht auswringen, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht mangeln, nicht bügeln!
- Im Schonwaschgang bei 30°C waschen. Nur mit anderen Textilien zusammen waschen. Feinwaschmittel verwenden (auf die Dosierungsangaben achten).
- Bitte beachten Sie, dass häufiges Waschen das Produkt strapaziert. Mehr als 10 Wäschen könnten die Funktion beeinträchtigen.
- Das Produkt nur benutzen, wenn es vollständig trocken ist.



TECHNISCHE DATEN:

Größe: 52*65CM

Spannung: 230V ~50Hz

Leistung: 22W (100W max.)



BACK AND NECK HEATING PAD
Instruction Manual



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RETAIN FOR FUTURE USE



Read the instructions



Do not use when folded or creased



Do not insert pins



Not to be used by very young children (0-3 years)

Keep carefully in case it is needed!

This electric heating pad is a high-quality product designed to last for many years if it is properly used and cared for. Read the following instructions carefully to prevent damage or danger from incorrect use. Keep the instructions so that you can refer back to individual points when necessary.

If you let somebody else use the pad, you must be sure to let it have the instruction on use.

This appliance is not intended for medical use in hospitals.

- Please read carefully and follow the instructions.
- Use the device only for intended use.
- Only connect to the voltage shown on the rating plate.
- The appliance must not be used when folded or crumpled.
- This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Do not use the heating pad for persons who cannot move without help, small children, persons who cannot feel heat, or animals. Persons who can feel heat to some extent may only use the pad with supervision.
- Do not operate the heating pad unsupervised.
- Caution! Never fall asleep while the heating pad is in operation.
- Prolonged use can cause burns on the skin.
- Do not pierce the appliance with needles, pins or other sharp objects.
- Do not tug or twist the power lead.
- Do not expose the switch or power lead to moisture or liquids.
- The manufacturer or similar qualified persons must replace if the cord is damaged, in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance when it is damp or wet.
- The device may not be switched on using a time switch.
- The switch should not be placed on or beneath the appliance or be covered when the appliance is in use.
- Avoid sharp bending or bundling of the appliance.
- While the appliance is switched on:
 - Do not place any large or heavy objects on it such as suitcases, etc.,
 - Do not place any source of heat on it such as hot water bottles, heating pads or suchlike.
 - Do not allow the switch to be concealed under blankets, pillows or the like and lie on the appliance.
 - Do not fold the pad when hot.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such sign or if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching on again.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian or the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- Children below the age of 3 years are not allowed to use this device due to their inability to react to overheating.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the appliance is likely to be used for an extended period (falling asleep), the control should be adjusted to setting 1 for continuous use.
- The switch or control unit must not be allowed to get wet during washing and during drying the cord must be positioned to ensure that water does not flow into the switch or control.
- When the appliance is not in use, the plug should be removed from the mains and the appliance should be stored dry, without additional weight on it.
- When not in use, store as follows:
 - When storing the appliance, allow it to cool down before folding.
 - Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
- Please use only with the plug of the type 102C3.

SWITCHING ON

Please always ensure that the heating pad is not bundled or folded when it is in use. The heating pad has been specially designed for use on back and neck. You can adjust the elastic fastener in the lower part of the heating pad to fit the pad to your body.

On initial use the heating pad may smell of synthetic material. However, this odor will disappear after a short while.

The appliance may only be used with 230 Volts a.c. Switch on the pad using the hand-operated switch. When switch on it have 3 times beep –beep –beep sounds to ensure the user that the switch has been operated correctly.

4 = maximum warmth
3-2 = moderate warmth
1 = minimum warmth
0 = appliance off

3 COLORS LED

The heating pad provides 3 colors LED for using friendly.

Orange – Heating up

Green – Keep warm

Red and Beep sound – The red color and beep sound give warning for the below situation, when the RED led lights on please switch off the pad immediately.

- When the power is on and detachable connector is unplugged. The beep sound of interval for 1 sec. Please connect the detachable cable into the pad then switch on the controller again.
- When critical components are damaged: the beep sound will be continuously. Please disconnect the plug from wall outlet immediately.
- When the inside of wiring is broken or other components failure, it cannot work anymore. The beep sound of interval for 1 sec.
- When the heating pad is folded and full covered, the pad will reach to higher temperature. The beep sound of interval for 2 sec. Please switch it off and check if incorrect using.

Above mentioned warning cannot cover all situation of defect as some of components defect cannot give red light or beep sound.

QUICK HEATING

The heating pad with a quick heating function that user can feel warm within 7-10 minutes when turn on the switch at high setting.



TIMER FUNCTION

Now you can experience the pleasant warmth. After about 180 minutes the pad silently switches off automatically. In order to put the heating pad into operation again you must first set the switch to the '0' position. After about 5 seconds you can switch on the heating pad again.



Due to safety concern, the back and neck heating pad will reduce temperature to setting 1 automatically after using 90 min.

CAUTION:

The electronic components inside the switch may lead to a slight warming of the switch when the pad is on. Therefore the switch must not be covered or placed on top of the heating pad when it is in operation.

You should not rely on using your hands to gauge the pad temperature because they are much less sensitive to heat

than the surface of the human body. A temperature, which may feel tepid to your hand, may feel unpleasantly hot on your body.

Qualified persons using original replacement parts may only undertake repairs to the device. Repairs carried out by unqualified persons may cause substantial risk to the user.

CLEANING AND CARE

Please follow below symbols as indicated on the washing label.

- Do not dry clean
- Do not bleach
- 30° C extra gentle washing program
- Do not tumble
- Do not iron

HEATING PAD

- Before cleaning the pad, unplug it from the mains outlet and let it cool down.
- The heating pad is equipped with a detachable cable. Disconnect the plug and remove the cable from the heating pad.
- Please note that the heating pad should not be dry-cleaned, wrung out, machine-dried, pressed or ironed.
- Set washing machine to a gentle washing cycle at 30°C. The heating pad has to be washed only together with other textiles. Use a washing powder or liquid for delicate fabrics and dose it according to the manufacturer's instructions.
- Please note that excessive washing will wear out the heating pad. For this reason, the heating pad should only be washed a maximum of 10 times throughout its entire life.
- Only use the appliance when it is complete dry.



TECHNICAL DATA:

Size: 52*65CM
Voltage: 230V ~50Hz
Watts: 22W (100W max.)





INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES À CONSERVER POUR TOUTE UTILISATION ULTÉRIEURE



**Lisez attentivement
le mode d'emploi**



**N'utilisez pas le produit
s'il est plié ou froissé**



**N'enfoncez pas d'aiguille
dans le produit**



**Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans**

Conservez soigneusement le mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure !

Ce gilet chauffant électrique confortable est un produit de qualité supérieure pouvant être utilisé pendant de nombreuses années sous réserve de manipulation correcte et d'entretien soigneux. Lisez soigneusement les instructions suivantes pour éviter tout endommagement ou toute mise en danger résultant d'une utilisation inappropriée du produit. Conservez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous autorisez une autre personne à utiliser le produit, veillez à ce que cette personne puisse consulter le mode d'emploi.

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation médicale en centre hospitalier.

- Lisez et respectez scrupuleusement les instructions.
- Utilisez le produit uniquement conformément à sa destination.
- Connectez le produit uniquement à la tension indiquée sur le label de classification.
- N'utilisez pas le produit s'il est plié ou froissé.
- Le produit ne doit pas être utilisé par les personnes insensibles à la chaleur ou dont la perception de la chaleur est limitée d'une manière ou d'une autre.
- N'utilisez pas le produit sur les personnes incapables de bouger sans aide extérieure, les enfants en bas âge, les personnes insensibles à la chaleur ou les animaux. Les personnes sensibles à la chaleur uniquement jusqu'à un certain degré doivent utiliser le produit uniquement sous surveillance.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Attention ! Ne vous endormez sous aucun prétexte lorsque vous utilisez le produit.
- Une utilisation prolongée peut provoquer des brûlures.
- N'endommagez pas le produit avec des aiguilles, des punaises ou d'autres objets pointus.
- Ne tirez pas sur le câble ! Ne tordez pas le câble !
- N'exposez pas l'interrupteur ni le câble d'alimentation à l'humidité ni à l'eau.
- Lorsqu'un câble est endommagé, il doit impérativement être remplacé ou réparé par un spécialiste.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou mouillé.
- N'utilisez pas le produit avec un interrupteur-minuteur.
- Ne placez pas l'interrupteur sur ou sous le produit lorsque celui-ci est allumé.
- Évitez de trop plier ou froisser le produit.
- Lorsque le produit est allumé,
 - ne posez pas d'objets volumineux ou lourds dessus (valise etc.).
 - Ne placez aucune source de chaleur (réservoir d'eau bouillante, couverture chauffante, etc.) sur le produit
 - Ne recouvrez pas l'interrupteur (par des couvertures ou des coussins par exemple). Ne posez pas l'interrupteur sur le coussin chauffant.
- Ne pliez pas le produit lorsque celui-ci est encore chaud.
- De temps en temps, examinez le produit pour détecter des traces d'usure ou des endommagements éventuels. Si vous découvrez que le produit est endommagé, a été utilisé de manière inappropriée ou ne fonctionne pas, renvoyez-le au fournisseur.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 3 ans uniquement si un parent ou une personne chargée de l'autorité parentale a correctement réglé le produit ou scrupuleusement instruit l'enfant sur l'utilisation du produit.
- Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à utiliser le produit car ils ne sont pas en mesure de réagir de manière adéquate en cas de surchauffe.
- Ce produit peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par les personnes à handicap physique, sensoriel ou mental sous surveillance ou sous réserve que ces personnes aient été instruites en détail sur la manipulation du produit. Il convient par ailleurs de s'assurer que ces personnes ont compris les dangers susceptibles de résulter d'une erreur de manipulation. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit. Le produit ne doit pas être nettoyé ni entretenu par des enfants sans surveillance.
- En cas d'utilisation prolongée du produit (risque d'endormissement par exemple), il est recommandé de le régler au niveau 1.
- L'interrupteur et la commande ne doivent pas être mouillés lors du nettoyage. Positionnez le câble de manière à éviter que de l'eau coule dans l'interrupteur ou la commande au séchage.
- Débranchez le produit et stockez-le au sec lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne placez aucun objet sur le produit.
- Respectez les consignes de stockage suivantes :
 - Laissez refroidir le produit avant de le plier.
 - N'écrasez et ne froissez pas le produit en déposant d'autres objets dessus.
- Utilisez uniquement une fiche mâle de type 102C3

MISE EN MARCHÉ :

Avant de mettre le produit en marche, vérifiez toujours qu'il n'est pas plié. Le gilet chauffant a été conçu uniquement spécialement pour la nuque et le dos. Grâce à la sangle d'ajustage élastique fixée au bas du gilet chauffant, vous pouvez l'ajuster individuellement à votre morphologie.

Lors de la première utilisation, il est possible que le gilet chauffant sente légèrement le plastique. Cette odeur s'évaporerait rapidement.

Utilisez le produit uniquement avec du courant alternatif 230 Volt.

Utilisez le commutateur manuel pour mettre le produit en marche.

Une fois le produit mis en marche, un triple bip sonore retentit pour signaler que l'interrupteur est manipulé correctement.

4 = Température maximale

3-2 = Température moyenne

1 = Faible température

0 = OFF

ÉCRAN LED TRICOLEURE

Le produit possède un écran à LED tricolore intuitif.

Orange – En cours de chauffage

Vert – Chaleur continue

Rouge et bip sonore – La lumière rouge et le bip sonore attirent l'attention sur la situation décrite plus bas. Lorsque la LED est ROUGE, éteignez immédiatement le produit.

- Lorsque quelqu'un tire sur le câble amovible lorsque le produit est sous tension, la LED devient rouge et le produit émet un bip sonore d'une seconde. Raccordez le câble au produit puis remettez-le en marche.
- En cas de dysfonctionnement critique, le produit émet un bip sonore continu. Coupez immédiatement l'alimentation électrique du produit.
- Lorsqu'une résistance de chauffage ou un autre composant intérieur est endommagé, le produit ne fonctionne plus. Il émet alors un bip sonore pendant une seconde.
- Lorsque le produit est plié ou complètement recouvert, la température augmente. Le produit émet alors un bip sonore pendant deux secondes. Veuillez éteindre le produit et contrôler dans quelle mesure il n'est pas utilisé correctement.

La liste des messages d'erreur ci-dessus n'est pas exhaustive. En effet, certaines perturbations ne provoquent ni lumière rouge, ni bip sonore.

CHAUFFAGE RAPIDE

Si vous allumez le produit et enclenchez la température maximale, la chaleur se fait sentir au bout de 7 à 10 minutes.



FONCTION DE MINUTEUR

Vous sentez maintenant la chaleur bienfaisante.

Au bout d'env. 180 minutes (3 heures), le produit s'éteint lentement. Pour le remettre en marche, placez d'abord l'interrupteur en position « 0 ». Passé un délai d'env. 5 minutes, vous pourrez redémarrer le produit.

Pour des raisons de sécurité, le gilet chauffant passe automatiquement au niveau « 1 » au bout d'env. 90 minutes.



ATTENTION :

Les composants électroniques situés à l'intérieur du produit peuvent entraîner un léger réchauffement de l'interrupteur. C'est pourquoi l'interrupteur ne doit pas être recouvert ni placé sur le produit en marche. Ne vous fiez pas à la température que vous ressentez en touchant l'interrupteur,

car les mains ne sont pas aussi sensibles aux températures que la peau sur d'autres parties du corps. Une température qui vous semble tiède sur les mains peut se révéler désagréablement brûlante sur la peau du corps.

Les réparations doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées et avec des pièces d'origine. Si elles sont effectuées par des personnes non qualifiées, cela peut entraîner des risques importants pour l'utilisateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veuillez respecter les symboles indiqués sur l'étiquette d'entretien



Ne procédez pas à un nettoyage du produit à sec



Ne blanchissez pas le produit



Lavage machine 30° C textiles délicats



Ne séchez pas le produit au sèche-linge



Ne repassez pas le produit

GILET CHAUFFANT

· Avant de nettoyer le produit, débranchez-le de sa source de courant et laissez-le refroidir.

· Le produit est équipé d'un câble amovible.

· Tirez sur la fiche mâle et débranchez le produit.

· Attention : ne procédez pas à un nettoyage chimique, n'essorez pas le produit, ne le mettez pas au sèche-linge, ne l'amidonnez pas et ne le repassez pas !

· Lavez le produit à 30°C (programme linge délicat). Laver uniquement avec d'autres textiles. Utiliser un produit pour linge délicat (en respectant les instructions de dosage).

· Attention : les lavages fréquents usent le produit. Plus de 10 lavages peuvent altérer son bon fonctionnement.

· Utilisez le produit uniquement lorsqu'il est complètement sec.



INFORMATIONS TECHNIQUES :

Dimensions : 52*65CM

Tension : 230V ~50Hz

Puissance : 22W (100 W max.)



ELEKTRISCH COMFORT WARMTEVEST
Gebruiksaanwijzing



**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN**



**Lees deze
gebruiksaanwijzing**



**Niet gebruiken als het product
gevouwen of gekreukt is**



**Geen naalden
insteken**



**Niet geschikt voor
kinderen onder de 3 jaar**

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed voor toekomstig gebruik!

Dit elektrisch comfort warmtevest is een hoogwaardig product waarvan u bij juist, verantwoordelijk gebruik vele jaren comfort en plezier zult beleven. Lees de volgende instructies aandachtig door. Zo kunt u schade en gevaren voorkomen die kunnen ontstaan door oneigenlijk gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een eenvoudig toegankelijke plaats aangezien u deze later nodig kunt hebben. Zorg ervoor dat andere personen die dit apparaat gebruiken ook vertrouwd zijn met de instructies uit de gebruiksaanwijzing.

Dit apparaat is niet bestemd voor medisch gebruik in ziekenhuizen.

- Lees en volg de instructies nauwkeurig.
- Gebruik het apparaat alleen op de wijze waarop het in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
- Product alleen aansluiten op een voedingsspanning die vermeld staat op het classificatieplaatje.
- Niet gebruiken als het product gevouwen of gekreukt is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt bij personen die ongevoelig zijn voor hitte of die extra bescherming nodig hebben omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.
- Gebruik het apparaat niet bij mensen die niet kunnen bewegen zonder hulp, jonge kinderen, mensen die niet op oververhitting kunnen reageren of dieren.
- Mensen die slechts beperkt gevoelig zijn voor hitte mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
- Let op! Slaap nooit in terwijl u het apparaat gebruikt.
- Langdurig gebruik kan brandwonden op de huid veroorzaken.
- Beschadig het apparaat niet met naalden, spijkers of andere scherpe voorwerpen.
- Niet aan het netsnoer trekken! Het netsnoer niet verdraaien!
- Schakelaar of netsnoer niet blootstellen aan vocht of natigheid.
- Een defecte kabel moet worden vervangen of gerepareerd door een vakbekwaam technicus.
- Niet in een vochtige of natte omgeving gebruiken.
- Niet gebruiken met timer.
- De schakelaar niet op of onder het apparaat plaatsen wanneer het ingeschakeld is.
- Product niet knikken of kreukelen.
- Als het apparaat ingeschakeld is:
 - Plaats geen grote, zware voorwerpen op het apparaat (bijv. koffer).
 - Plaats geen warmtebronnen op het apparaat, zoals boilers, elektrische warmtebedekens, of iets dergelijks
 - De schakelaar niet bedekken (bijv. door dekens of kussens). De schakelaar niet op het warmtekussen plaatsen.
- Niet samenvouwen zolang het product nog warm is.
- Het apparaat regelmatig controleren op tekenen van slijtage of beschadiging. Stuur het apparaat terug naar de leverancier als u schade ontdekt, het apparaat verkeerd werd gebruikt of niet werkt.
- Zorg dat geen kinderen met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar, indien het door één van de ouders of een andere volwassene van tevoren is ingesteld of het kind goed geïnstrueerd is in veilig gebruik van het product.
- Kinderen onder de 3 jaar mogen het apparaat niet gebruiken, omdat ze niet in staat om adequaat te reageren op oververhitting.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, indien zij onder toezicht staan of uitvoerig onderwezen zijn in de bediening van het product. Er dient ook te worden gewaarborgd dat deze mensen de gevaren begrijpen die kunnen ontstaan door bedieningsfouten. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat alleen reinigen en onderhouden onder toezicht van een volwassene.
- Als men het apparaat voor een langere tijd wilt gebruiken (bijv. tijdens het inslapen), moet stap 1 worden ingeschakeld.
- De schakelaar of het bedieningsgedeelte mogen niet nat worden bij het wassen. De kabel moet zo worden geplaatst dat tijdens het drogen geen water in de schakelaar of in het bedieningsgedeelte kan geraken.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, dient u het netsnoer te trekken en het product op een droge plaats te bewaren.
- Geen voorwerpen op het apparaat plaatsen.
- Neem de volgende aanwijzingen voor het bewaren in acht:
 - Vóór het samenvouwen laten afkoelen.
 - Niet samenpersen of verkreukelen door andere voorwerpen erop te plaatsen.
 - Alleen gebruiken met de stekker van het type 102C3.

INSCHAKELEN

Voordat u het apparaat inschakelt dient u steeds te controleren dat het niet samengevouwen of gebundeld is. Het warmtevest is speciaal ontwikkeld voor de toepassing op de nek en rug. Met de elastische vastzetriem aan de onderzijde van het vest kunt u het warmtevest op maat aanpassen aan uw lichaam. Bij het eerste gebruik kan het warmtevest een beetje naar kunststof ruiken, maar na verloop van tijd zal dit verdwijnen.

Gebruik het product alleen met 230 VAC.
Zet het apparaat aan met de handschakelaar.
Na het inschakelen klinkt drie keer een pieptoon – dit betekent dat de schakelaar juist aangezet werd.

4 = maximale temperatuur
3-2 = gemiddelde temperatuur
1 = lage temperatuur
0 = uitgeschakeld

3-KLEUREN LED-DISPLAY

Het apparaat heeft een makkelijk te gebruiken 3-kleuren LED-display.

Oranje – opwarmen

Groen – continu warmte

Rood en pieptoon – het rode lampje en de pieptoon wijst op de hieronder beschreven situaties. Als de LED ROOD brandt, dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen.

- Als het verwijderbare netsnoer wordt getrokken terwijl de apparaat is ingeschakeld, brandt de LED rood en een pieptoon klinkt gedurende 1 seconde. Sluit de kabel weer aan op het apparaat en zet het weer aan.
- In geval een ernstige functionele storing klinkt continue een pieptoon. Koppel het apparaat onmiddellijk los van het stroomnet.
- Als een verwarmingsdraad of een andere inwendige component beschadigd is, werkt het apparaat niet meer. Er klinkt een pieptoon gedurende 1 seconde.
- Als het product gevouwen of heel bedekt is, stijgt de temperatuur. Er klinkt een pieptoon (2 seconden). Schakel het apparaat uit en controleer of een bedieningsfout of defect de oorzaak is.

De bovenstaande foutmeldingen kunnen niet alle mogelijke fouten afdekken omdat sommige fouten noch door het rode licht noch door een pieptoon worden aangeduid.

SNEL OPWARMEN

Door het apparaat op het hoogste niveau te zetten is de warmte reeds na 7 – 10 minuten waar te nemen.



TIMER-FUNCTIE

Nu voelt u de weldadige warmte.

Na ca. 180 minuten wordt het apparaat langzaam uitgeschakeld. Om het apparaat opnieuw te starten zet u de schakelaar op "0".

Na ongeveer 5 minuten kunt u het apparaat opnieuw inschakelen.

Om veiligheidsredenen wordt het warmtevest na ca. 90 minuten automatisch op stap "1" gezet.



OPGELET:

De elektronische componenten in het apparaat kunnen leiden tot een lichte opwarming van de schakelaar. Om deze reden mag de schakelaar niet worden bedekt of op het ingeschakelde apparaat worden geplaatst.






U kunt niet erop vertrouwen dat u de temperatuur met de hand goed kunt inschatten, omdat de handen niet zo

temperatuurgevoelig zijn dan de huid op andere lichaamsdelen. Een nogal lauwwarme temperatuur op de handen kan misschien al te warm zijn voor uw lichaam.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen met originele onderdelen. Als reparaties worden uitgevoerd door ondeskundige personen kan dit leiden tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker.

REINIGING EN ONDERHOUD

Let op de volgende symbolen, zoals aangegeven op het wasetiket

-  Niet chemisch reinigen
-  Niet bleken
-  30 °C fijnwas
-  Niet in de droger drogen
-  Niet strijken

WARMTEVEST

Alvorens het product te reinigen eerst het netsnoer trekken uit het stopcontact en product laten afkoelen. Het product is uitgerust met een verwijderbaar netsnoer. Trek de stekker uit het stopcontact en koppel het netsnoer los van het apparaat.

Let op a.u.b.: Niet chemisch reinigen, niet uitwringen, niet in de droger drogen, niet mangelen, niet strijken!

Met een fijnwasprogramma wassen op 30 °C. Alleen samen met andere textiel wassen. Mild fijnwasmiddel gebruiken (op de doseerinformatie letten).

Herhaald wassen kan het product verzwakken. Meer dan 10 wasbeurten kunnen negatieve invloed hebben op de werking.

Het product alleen gebruiken wanneer het volledig droog is.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Maten: 52*65CM

Spanning: 230V ~ 50Hz

Vermogen: 22W (100W max.)

