



Pediwhiz Gold® is a registered EU/CTM trade mark
International patents pending. All imitations will be prosecuted.

Pediwhiz Gold®

INDUSTEX
Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00

VENTEO
17 rue de la Garenne
CS 90021 ST-OUEN L'AUMONE
95046 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551





BEST DIRECT
PO Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia
Best Direct (International) Benelux B.V.
Sint Janstraat 25a
1251 KZ Laren
Best Direct International Ltd,
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundjämt - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se

ISL
ISL GmbH
Edewechter Landstrasse 55
D 26131 Oldenburg Germany
www.isl-de.com
+49 (0) 441 95 07 080

ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano - Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com



Made in China
Fabricado en China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China
Prodotto in Cina
Fabricado na China
Gefabriceerd in China



English

Congratulations on your purchase of Pediwhiz® Gold, the precision buffer for beautifully smooth feet.

Pediwhiz® Gold has been specially designed to remove rough areas and dry skin from your feet at home.

SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. IMPROPER USE MAY CAUSE INJURY. STORE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.

WARNINGS

- * Use Pediwhiz® Gold only on clean, dry skin that is free from any type of moisturizing cream.
- * Do not use Pediwhiz® Gold if you are diabetic or suffer from blood circulation problems. Speak to your doctor before using the product.
- * Avoid using on irritated or inflamed skin or on open wounds. It could make the irritation worse or cause sores.
- * Designed for use on calloused feet only. It should not be used on soft, callous-free skin. This could cause injuries.
- * Do not use the device if the metal is rusty, bent or damaged. It could cause injuries.
- * Make sure Pediwhiz® Gold is clean and dry before each use.
- * Speak to your doctor before using Pediwhiz® Gold if you have any skin problems. It could cause irritation.
- * We advise against sharing Pediwhiz® Gold with other people. This could spread infections.
- * Not recommended for use by children.
- * Sharp blade. To avoid injury, use with caution.

BEFORE USING PEDIWHIZ® GOLD FOR THE FIRST TIME

Open Pediwhiz® Gold by separating the top cover from the bottom cover. Insert the blade cartridge into the upper part, as shown in the picture. (Figure A)

BEFORE FIRST USE

- * Read all the instructions and make sure you understand them.
- * Use Pediwhiz® Gold on clean, dry skin, free from moisturizing cream.
- * Check that Pediwhiz® Gold is clean and free from residue from previous use.

CONTENTS

- A.1 - Top cover with compartment for dry skin
- A.2 - Blade cartridge
- A.3 - Bottom cover with emery pad holder
- A.4 - 2 emery pads
- 1 instruction manual

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Separate the bottom cover so that the blade cartridge is visible. Use the top cover to collect dead skin.
 2. To collect the dead skin, use with the blade facing upwards. (Figure B)
 3. Hold Pediwhiz® Gold firmly in the palm of the hand and slide the blade over the area of skin you want to treat. Start in the area with the thickest layer of dead skin you want to remove, and slide Pediwhiz® Gold slowly backwards and forwards. (Figure C)
- IMPORTANT:**
Frequently check the results while using Pediwhiz® Gold. As soon as soft new skin appears, stop using the product, as this means the treatment is complete. Stop using Pediwhiz® Gold if any type of skin irritation occurs or you feel pain.
4. Figure D shows the correct motion. Work slowly, and stop from time to time to check the results. Use a little more pressure to remove the thickest skin.
 5. When you have achieved the desired results, remove the blade cartridge from the top cover (Figure E). Empty the dead skin from the top cover.

USING THE EMERY PADS

To achieve an even softer finishing touch, you can use an emery pad.

1. Remove the adhesive protector from the back of the emery pad and insert it into the outside of the bottom cover of Pediwhiz® Gold, as shown in the image (Figure F). Replace both covers on Pediwhiz® Gold.
2. Hold Pediwhiz® Gold firmly in the palm of the hand and slide it gently over the area of skin you want to treat. To prevent redness, do not use the emery pad excessively.
3. When the emery pad is worn out, remove it and insert a new one.

CLEANING AND MAINTENANCE

Wash the top cover and blade cartridge of Pediwhiz® Gold with soap and water, rinse and dry thoroughly before storing. Clean the bottom cover with a damp cloth. Check that the emery pad is not wet. Fit the two halves of Pediwhiz® Gold together (Figure G) and store it in a dry place. With proper maintenance, Pediwhiz® Gold will remain in good condition.

Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

Español

Enhorabuena por la compra de Pediwhizz® Gold, el limador de precisión que le permitirá tener unos pies suaves y bonitos.

Pediwhizz® Gold ha sido especialmente diseñado para eliminar las durezas y la piel seca de sus pies en su casa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. UN USO NO ADECUADO PUEDE PROVOCAR LESIONES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES en un lugar seguro.

ADVERTENCIAS

- * Use solamente Pediwhizz® Gold sobre piel limpia, seca y sin ningún tipo de crema hidratante.
- * No utilice Pediwhizz® Gold si es diabético o tiene problemas de circulación sanguínea. Consúltelo previamente con un médico.
- * Evitar su uso sobre piel irritada, inflamada o con heridas abiertas. Podría empeorar la irritación o causar llagas.
- * Pensado solo para uso en pies callosos. No usar en piel suave o sin callos. Podría provocar lesiones.
- * No utilice el aparato si el metal está oxidado, doblado o dañado. Podría provocar lesiones.
- * Asegúrese que Pediwhizz® Gold está limpio y seco antes de cada uso.
- * Consulte a un médico antes de utilizar el Pediwhizz® Gold si tiene problemas dermatológicos. Podría provocar irritaciones.
- * Se recomienda no compartir Pediwhizz® Gold ni que lo utilice más de una persona. Podría contraer infecciones.
- * No se recomienda su uso por parte de niños.
- * Hoja afilada. Para evitar lesiones, úselo con precaución.

ANTES DE USAR PEDIWHIZZ® GOLD POR PRIMERA VEZ

Abra Pediwhizz® Gold separando la tapa superior de la cubierta inferior. Inserte el rascador metálico (cuchilla) encajándolo en la parte superior, como se ve en la imagen. (Figura A)

ANTES DE CADA USO

- * Lea completamente y asegúrese de que comprende todas las instrucciones.
- * Utilice Pediwhizz® Gold sobre la piel limpia, seca y sin haber aplicado crema hidratante.
- * Compruebe que Pediwhizz® Gold está limpio y no contiene restos de usos anteriores.

CONTENIDO

- A.1 - Tapa superior con soporte para limas
- A.2 - Rascador metálico (cuchilla)
- A.3 - Cubierta inferior con compartimento para pieles secas
- A.4 - 2 limas pulidoras
- 1 Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE USO

1. Separe la cubierta inferior para que el Rascador quede a la vista. Deje la tapa superior para recoger los restos de piel.
 2. Para recoger los restos de piel, utilícelo con el rascador hacia arriba. (Figura B)
 3. Sostenga Pediwhizz® Gold firmemente con la palma de la mano y deslice el rascador sobre la zona de la piel que desea tratar. Empiece en la zona con más grosor de piel muerta que quiera eliminar, y deslice Pediwhizz® Gold lentamente hacia adelante y hacia atrás. (Figura C)
- ¡IMPORTANTE!**
Compruebe con frecuencia los resultados que vaya obteniendo al usar Pediwhizz® Gold. En cuanto aparezca piel nueva y suave detenga el uso, habrá terminado el tratamiento. Interrumpa el uso de Pediwhizz® Gold si aparece cualquier irritación en la piel o si siente dolor.
4. En la Figura D se observa el movimiento correcto. Trabaje lentamente, parando de vez en cuando para comprobar los resultados. Ejercer un poco más de presión para eliminar la piel más gruesa.
 5. Cuando haya obtenido los resultados deseados, quite el rascador metálico de la tapa superior (Figura E). Vacíe la cubierta superior de los restos de piel.

¿COMO UTILIZAR LAS LIMAS?

Si desea conseguir un toque final aún más suave puede utilizar la lima pulidora

1. Quite el protector adhesivo de la parte trasera de la lima y encaje una de las limas en la parte exterior de la cubierta inferior de Pediwhizz® Gold como se observa en la imagen (Figura F). Coloque las dos cubiertas en el Pediwhizz® Gold.
2. Sujete Pediwhizz® Gold firmemente con la palma de la mano y páselo suavemente sobre la zona de la piel que desea tratar. No haga un uso abusivo de la lima para evitar que surjan rojeces.
3. Cuando la lima esté gastada, quítela e inserte otra nueva.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lave la tapa superior del Pediwhizz® Gold y el rascador con agua y jabón, enjuáguelo y séquelo bien antes de guardarlo. Limpie la cubierta inferior con un paño húmedo. Compruebe que la lima no está húmeda. Encaje las dos mitades de Pediwhizz® Gold (Figura G) y guárdelo en un lugar seco. Con un mantenimiento adecuado, Pediwhizz® Gold se conservará en buen estado.

Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

